



### **Description d'article**

Numéro de commande	62.9924.274
Description d'article	Tube, volume de travail : 10 ml, (L x Ø) : 100 x 16 mm, matériau : PP, fond conique, translucide, cape à pression, jaune, bouchon assemblé, avec graduation imprimée, étiquette/impression: blanc, avec graduation, stérile, 100 pièce(s)/sachet

### **Caractéristiques du produit**

Étiquette/ Impression	avec graduation imprimée
Couleur impression/étiquette	blanc
Graduation	oui
Bouchon	cape à pression standard
Type de fermeture	cape à pression
Forme du fond	fond conique
Volume de travail	10 ml
Centrifugation max (FCR)	5000 x g
Température de centrifugation	21
Durée de centrifugation	15 Min

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.





### **Dimensions**

Diamètre	16 mm
Longueur du produit	100 mm

### **Matériau et coloris**

Matériau du produit	Polypropylène (PP)
Couleur du produit	translucide
Matériel de fermeture	Polyéthylène haute densité (HD-PE)
Couleur du bouchon	jaune
Matériau de la tubulure	Polypropylène (PP)

### **Pureté et certification**

Satisfait les exigences	scellé à 18"hg/10 min
Catégorie de produit	Appareil, selon la directive sur les machines ou les équipements, CE
Certifié CE	CE
Sans latex	oui
Label de pureté	stérile
Apyrogène	non
Fiche de données de sécurité	non

### **Conditionnement**

Minimum order qty.	1000
Type d'emballage intérieur	sachet
pièces / boîte	100
pièces / carton	1000
pièces / pallet	48000
Profondeur du carton	608 mm
Largeur du carton	264 mm
Hauteur du carton	324 mm
Volume du carton	0.0515 cbm
Poids du carton	6 kg
Code EAN de la boîte	4038917155144
Code EAN du carton d'emballage	4038917037549

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.

