



## **Description d'article**

Numéro de commande	62.9924.276
Description d'article	Tube, volume de travail : 10 ml, (L x Ø) : 100 x 16 mm, matériau : PP, fond conique, transparent, bouchon pression, sans bouchon, avec aplat, avec graduation, 100 pièce(s)/sachet

## **Caractéristiques du produit**

Étiquette/ Impression	avec aplat
Graduation	oui
Type de fermeture	bouchon pression
Forme du fond	fond conique
Volume de travail	10 ml
Centrifugation max (FCR)	4500 x g

## **Dimensions**

Diamètre	16 mm
Longueur du produit	100 mm

## **Matériau et coloris**

Matériau du produit	Polypropylène (PP)
Couleur du produit	transparent

## **Pureté et certification**

Catégorie de produit	In vitro-Diagnostic, CE
Certifié CE	CE
Alloti	oui

## **Conditionnement**

Type d'emballage intérieur	sachet
pièces / boîte	100
pièces / carton	1000
pièces / pallet	36000
Profondeur du carton	260 mm
Largeur du carton	415 mm
Hauteur du carton	465 mm
Volume du carton	0.0502 cbm
Poids du carton	5 kg

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.





**Spécification de produit**  
**Tube, 10 ml, (L x Ø) : 100 x 16 mm, PP, avec aplat**

**Page 2**

Code EAN de la boîte 4038917932783  
Code EAN du carton  
d'emballage 4038917932790

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit.  
Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des  
modifications partielles ou totales au contenu sans aucun  
préavis.

Date de publication:  
2024-07-18

Le présent document a été élaboré par  
voie électronique et est valable sans  
signature.



**SARSTEDT**