



Description d'article

Numéro de commande	62.9924.284
Description d'article	Tube, volume de travail : 10 ml, (L x Ø) : 100 x 16 mm, matériau : PP, fond conique, transparent, bouchon à vis, jaune, bouchon assemblé, avec aplat, étiquette/impression: blanc, avec graduation, stérile, 100 pièce(s)/sachet
Code NACRES	NB.11

Caractéristiques du produit

Étiquette/ Impression	avec aplat
Couleur impression/étiquette	blanc
Graduation	oui
Type de fermeture	bouchon à vis
Forme du fond	fond conique
Volume de travail	10 ml
Centrifugation max (FCR)	4500 x g

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.





Dimensions

Diamètre	16 mm
Longueur du produit	100 mm

Matériau et coloris

Matériau du produit	Polypropylène (PP)
Couleur du produit	transparent
Matériel de fermeture	Polyéthylène haute densité (HD-PE)
Couleur du bouchon	jaune

Pureté et certification

Satisfait les exigences	IATA
Catégorie de produit	In vitro-Diagnostic, CE
Certifié CE	CE
Label de pureté	stérile
Stérilisation	Irradiation électronique
Alloti	oui

Conditionnement

Minimum order qty.	1000
Type d'emballage intérieur	sachet
pièces / boîte	100
pièces / carton	1000
pièces / pallet	30000
Profondeur du carton	608 mm
Largeur du carton	324 mm
Hauteur du carton	264 mm
Volume du carton	0.052 cbm
Poids du produit	0.0054 kg
Poids du carton	6.2 kg
Code EAN de la boîte	4038917155199
Code EAN du carton d'emballage	4038917042710

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.

