




Spécification de produit
Tube, 10 ml, (L x Ø) : 100 x 16 mm, PP, avec
graduation imprimée

Page 1



Description d'article

| | |
|-----------------------|---|
| Numéro de commande | 62.9924.285 |
| Description d'article | Tube, volume de travail : 10 ml, (L x Ø) : 100 x 16 mm, matériau : PP, fond conique, translucide, avec graduation imprimée, étiquette/impression: blanc, avec graduation, 100 pièce(s)/sachet |

Caractéristiques du produit

| | |
|-------------------------------|--------------------------|
| Étiquette/ Impression | avec graduation imprimée |
| Couleur impression/étiquette | blanc |
| Graduation | oui |
| Forme du fond | fond conique |
| Volume de travail | 10 ml |
| Centrifugation max (FCR) | 5000 x g |
| Température de centrifugation | 21 |
| Durée de centrifugation | 15 Min |

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.

Date de publication:
2024-07-17

Le présent document a été élaboré par
voie électronique et est valable sans
signature.



SARSTEDT



Spécification de produit
Tube, 10 ml, (L x Ø) : 100 x 16 mm, PP, avec
graduation imprimée

Page 2

Dimensions

| | |
|---------------------|--------|
| Diamètre | 16 mm |
| Longueur du produit | 100 mm |

Matériau et coloris

| | |
|-------------------------|--------------------|
| Matériau du produit | Polypropylène (PP) |
| Couleur du produit | translucide |
| Matériau de la tubulure | Polypropylène (PP) |

Pureté et certification

| | |
|------------------------------|-----------------------|
| Satisfait les exigences | scellé à 18"hg/10 min |
| Sans latex | oui |
| Apyrogène | non |
| Fiche de données de sécurité | non |

Conditionnement

| | |
|----------------------------|---------------|
| Minimum order qty. | 1000 |
| Type d'emballage intérieur | sachet |
| pièces / boîte | 100 |
| pièces / carton | 1000 |
| pièces / pallet | 48000 |
| Profondeur du carton | 608 mm |
| Largeur du carton | 264 mm |
| Hauteur du carton | 324 mm |
| Volume du carton | 0.0519 cbm |
| Poids du carton | 4.8 kg |
| Code EAN de la boîte | 4038917157391 |
| Code EAN du carton | 4038917157384 |
| d'emballage | |

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit.
Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des
modifications partielles ou totales au contenu sans aucun
préavis.

Date de publication:
2024-07-17

Le présent document a été élaboré par
voie électronique et est valable sans
signature.



SARSTEDT