



Spécification de produit

Tube avec bouchon à vis, 5 ml, 5 ml, (L x Ø) : 92 x 15,3 mm, double fond conique, fond du tube arrondi, PP, 250 pièce(s)/pile

Page 1

Description d'article

| | |
|-----------------------|--|
| Numéro de commande | 63.1592 |
| Description d'article | Tube avec bouchon à vis, volume de travail : 5 ml, volume nominal : 5 ml, (L x Ø) : 92 x 15,3 mm, double fond conique, fond du tube arrondi, transparent, matériau : PP, avec étiquette thermique papier, 250 pièce(s)/pile, 1 000 pièce(s)/carton |

Caractéristiques du produit

| | |
|-----------------------|---|
| Étiquette/ Impression | avec étiquette thermique papier |
| Type de fermeture | bouchon à vis |
| Forme du fond | double fond conique, fond du tube arrondi |
| Volume de travail | 5 ml |

Dimensions

| | |
|---------------------|---------|
| Volume nominal | 5 ml |
| Diamètre | 15.3 mm |
| Longueur du produit | 92 mm |

Matériau et coloris

| | |
|-------------------------|--------------------|
| Matériau du produit | Polypropylène (PP) |
| Couleur du produit | transparent |
| Matériau de la tubulure | Polypropylène (PP) |

Pureté et certification

| | |
|----------------------|--------------------------------|
| Catégorie de produit | Aucun dispositif médical DIV |
| Alloti | oui |

Conditionnement

| | |
|--------------------------------|--------|
| Minimum order qty. | 1000 |
| Type d'emballage intérieur | pile |
| pièces / boîte | 250 |
| pièces / carton | 1000 |
| pièces / pallet | 48000 |
| Profondeur du carton intérieur | 336 mm |
| Largeur du carton intérieur | 95 mm |

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.

Date de publication:
2024-07-18

Le présent document a été élaboré par voie électronique et est valable sans signature.



SARSTEDT



Spécification de produit

Tube avec bouchon à vis, 5 ml, 5 ml, (L x Ø) : 92 x 15,3 mm, double fond conique, fond du tube arrondi, PP, 250 pièce(s)/pile

Page 2

| | |
|--------------------------------|---------------|
| Hauteur du carton intérieur | 177 mm |
| Profondeur du carton | 358 mm |
| Largeur du carton | 348 mm |
| Hauteur du carton | 207 mm |
| Volume du carton | 0.0258 cbm |
| Poids du produit | 0.0042 kg |
| Poids du carton | 4.93 kg |
| Code EAN de la boîte | 4038917269452 |
| Code EAN du carton d'emballage | 4038917269445 |

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.

Date de publication:
2024-07-18

Le présent document a été élaboré par voie électronique et est valable sans signature.



SARSTEDT