



Description d'article

Numéro de commande	63.542.709
Description d'article	Tube avec bouchon à vis, volume de travail : 5 ml, (L x Ø) : 57 x 16,5 mm, matériau : PP, fond plat, transparent, bouchon à vis, naturel, bouchon séparé, avec étiquette papier, étiquette/impression: blanc/noir, avec graduation, 1 000 pièce(s)/sachet

Caractéristiques du produit

Étiquette/ Impression	avec étiquette papier
Couleur impression/étiquette	blanc/noir
Graduation	oui
Type de fermeture	bouchon à vis
Forme du fond	fond plat
Volume de travail	5 ml
Centrifugation max (FCR)	4000 x g

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.





Spécification de produit
Tube avec bouchon à vis, 5 ml, (L x Ø) : 57 x 16,5 mm, PP, avec étiquette papier

Page 2

Dimensions

Diamètre 16.5 mm
Longueur du produit 57 mm

Matériau et coloris

Matériau du produit Polypropylène (PP)
Couleur du produit transparent
Matériel de fermeture Polyéthylène haute densité (HD-PE)
Couleur du bouchon naturel

Pureté et certification

Satisfait les exigences IATA
Catégorie de produit In vitro-Diagnostic, CE
Certifié CE CE
Alloti oui

Conditionnement

Minimum order qty. 1000
Type d'emballage intérieur sachet
pièces / boîte 1000
pièces / carton 1000
pièces / pallet 42000
Profondeur du carton 388 mm
Largeur du carton 378 mm
Hauteur du carton 250 mm
Volume du carton 0.0367 cbm
Poids du produit 0.0043 kg
Poids du carton 4.73 kg
Code EAN de la boîte 4038917111621
Code EAN du carton d'emballage 4038917013277

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.

Date de publication:
2024-07-03

Le présent document a été élaboré par voie électronique et est valable sans signature.



SARSTEDT