



**Spécification de produit**  
**Tube avec bouchon à vis, 7 ml, (L x Ø) : 82 x 13 mm, PP**

**Page 1**



### Description d'article

Numéro de commande	63.550.121
Description d'article	Tube avec bouchon à vis, volume de travail : 7 ml, (L x Ø) : 82 x 13 mm, matériau : PP, fond rond, transparent, bouchon à vis, naturel, bouchon assemblé, avec graduation, 25 pièce(s)/sachet

### Caractéristiques du produit

Graduation	oui
Type de fermeture	bouchon à vis
Forme du fond	fond rond
Volume de travail	7 ml

### Dimensions

Diamètre	13 mm
Longueur du produit	82 mm

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.

Date de publication:  
2024-07-18

Le présent document a été élaboré par voie électronique et est valable sans signature.



**SARSTEDT**



**Spécification de produit**  
**Tube avec bouchon à vis, 7 ml, (L x Ø) : 82 x 13 mm, PP**

**Page 2**

**Matériau et coloris**

Matériau du produit	Polypropylène (PP)
Couleur du produit	transparent
Matériel de fermeture	Polyéthylène haute densité (HD-PE)
Couleur du bouchon	naturel
Matériau de la tubulure	Polypropylène (PP)

**Pureté et certification**

Catégorie de produit	Aucun dispositif médical   DIV
Alloti	oui

**Conditionnement**

Minimum order qty.	50000
Type d'emballage intérieur	sachet
pièces / boîte	25
pièces / carton	1000
pièces / pallet	36000
Volume du carton	0.0436 cbm
Poids du produit	0.004 kg
Poids du carton	4.49 kg
Code EAN de la boîte	4038917360340
Code EAN du carton d'emballage	4038917360333

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.

Date de publication:  
2024-07-18

Le présent document a été élaboré par voie électronique et est valable sans signature.



**SARSTEDT**