



### **Description d'article**

Numéro de commande	63.9922.112
Description d'article	Tube avec bouchon à vis, volume de travail : 25 ml, (L x Ø) : 54 x 28 mm, matériau : PS, fond plat, transparent, bouchon à vis, jaune, bouchon assemblé, avec étiquette papier, étiquette/impression: jaune, stérile, 50 pièce(s)/sachet

### **Caractéristiques du produit**

Étiquette/ Impression	avec étiquette papier
Couleur impression/étiquette	jaune
Graduation	non
Bouchon	bouchon à vis standard
Type de fermeture	bouchon à vis
Forme du fond	fond plat
Volume de travail	25 ml

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.





**Spécification de produit**  
**Tube avec bouchon à vis, 25 ml, (L x Ø) : 54 x 28 mm, PS, avec étiquette papier**

**Page 2**

### **Dimensions**

Diamètre	28 mm
Longueur du produit	54 mm

### **Matériau et coloris**

Matériau du produit	Polystyrène (PS)
Couleur du produit	transparent
Matériel de fermeture	Polyéthylène haute densité (HD-PE)
Couleur du bouchon	jaune
Matériau de la tubulure	Polystyrène (PS)

### **Pureté et certification**

Satisfait les exigences	scellé à 18"hg/10 min
Sans latex	oui
Label de pureté	stérile
Apyrogène	non
Fiche de données de sécurité	non

### **Conditionnement**

Minimum order qty.	500
Type d'emballage intérieur	sachet
pièces / boîte	50
pièces / carton	500
pièces / pallet	25000
Profondeur du carton	458 mm
Largeur du carton	238 mm
Hauteur du carton	373 mm
Volume du carton	0.0408 cbm
Poids du carton	4.7 kg
Code EAN de la boîte	4038917151207
Code EAN du carton d'emballage	4038917037778

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.

Date de publication:  
2024-07-18

Le présent document a été élaboré par voie électronique et est valable sans signature.



**SARSTEDT**