




Spécification de produit
Tube avec bouchon à vis, 25 ml, (L x Ø) : 90 x 25
mm, PP, avec étiquette papier

Page 1



Description d'article

| | |
|-----------------------|--|
| Numéro de commande | 63.9922.248 |
| Description d'article | Tube avec bouchon à vis, volume de travail : 25 ml, (L x Ø) : 90 x 25 mm, matériau : PP, fond conique à jupe, transparent, bouchon à vis, jaune, bouchon assemblé, avec étiquette papier, étiquette/impression: blanc/jaune, Information destinée aux patients, avec graduation, stérile, 1 pièce(s)/blister |
| Code NACRES | NB.11 |

Caractéristiques du produit

| | |
|------------------------------|-----------------------|
| Étiquette/ Impression | avec étiquette papier |
| Couleur impression/étiquette | blanc/jaune |
| Graduation | oui |
| Type de fermeture | bouchon à vis |
| Forme du fond | fond conique à jupe |
| Volume de travail | 25 ml |
| Centrifugation max (FCR) | 4500 x g |

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.

Date de publication:
2024-07-03

Le présent document a été élaboré par voie électronique et est valable sans signature.



SARSTEDT



Spécification de produit
Tube avec bouchon à vis, 25 ml, (L x Ø) : 90 x 25 mm, PP, avec étiquette papier

Page 2

Dimensions

| | |
|---------------------|-------|
| Diamètre | 25 mm |
| Longueur du produit | 90 mm |

Matériau et coloris

| | |
|-----------------------|------------------------------------|
| Matériau du produit | Polypropylène (PP) |
| Couleur du produit | transparent |
| Matériel de fermeture | Polyéthylène haute densité (HD-PE) |
| Couleur du bouchon | jaune |

Pureté et certification

| | |
|-------------------------|-------------------------|
| Satisfait les exigences | IATA |
| Catégorie de produit | In vitro-Diagnostic, CE |
| Certifié CE | CE |
| Label de pureté | stérile |
| Stérilisation | Radiation gamma |
| Alloti | oui |

Conditionnement

| | |
|--------------------------------|---------------|
| Minimum order qty. | 300 |
| Type d'emballage intérieur | blister |
| pièces / boîte | 1 |
| pièces / carton | 300 |
| pièces / pallet | 4800 |
| Profondeur du carton | 548 mm |
| Largeur du carton | 408 mm |
| Hauteur du carton | 373 mm |
| Volume du carton | 0.0834 cbm |
| Poids du produit | 0.0086 kg |
| Poids du carton | 4.3 kg |
| Code EAN de la boîte | 4038917238649 |
| Code EAN du carton d'emballage | 4038917238632 |

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.

Date de publication:
2024-07-03

Le présent document a été élaboré par voie électronique et est valable sans signature.



SARSTEDT