



**Spécification de produit**  
**Tube avec bouchon à vis, 25 ml, (L x Ø) : 90 x 25 mm, PP, avec étiquette papier**

**Page 1**



### Description d'article

Numéro de commande	63.9922.254
Description d'article	Tube avec bouchon à vis, volume de travail : 25 ml, (L x Ø) : 90 x 25 mm, matériau : PP, fond conique à jupe, transparent, bouchon à vis, jaune, bouchon assemblé, avec étiquette papier, étiquette/impression: blanc/jaune, Information destinée aux patients, avec graduation, stérile, 500 pièce(s)/sachet
Code NACRES	NB.11

### Caractéristiques du produit

Étiquette/ Impression	avec étiquette papier
Couleur impression/étiquette	blanc/jaune
Graduation	oui
Type de fermeture	bouchon à vis
Forme du fond	fond conique à jupe
Volume de travail	25 ml
Centrifugation max (FCR)	4500 x g

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.

Date de publication:  
2024-07-03

Le présent document a été élaboré par voie électronique et est valable sans signature.



**SARSTEDT**



**Spécification de produit**  
**Tube avec bouchon à vis, 25 ml, (L x Ø) : 90 x 25 mm, PP, avec étiquette papier**

**Page 2**

### **Dimensions**

Diamètre	25 mm
Longueur du produit	90 mm

### **Matériau et coloris**

Matériau du produit	Polypropylène (PP)
Couleur du produit	transparent
Matériel de fermeture	Polyéthylène haute densité (HD-PE)
Couleur du bouchon	jaune

### **Pureté et certification**

Satisfait les exigences	IATA
Catégorie de produit	In vitro-Diagnostic, CE
Certifié CE	CE
Label de pureté	stérile
Stérilisation	Radiation gamma
Alloti	oui

### **Conditionnement**

Minimum order qty.	500
Type d'emballage intérieur	sachet
pièces / boîte	500
pièces / carton	500
pièces / pallet	15000
Profondeur du carton	608 mm
Largeur du carton	324 mm
Hauteur du carton	264 mm
Volume du carton	0.052 cbm
Poids du produit	0.0084 kg
Poids du carton	4.98 kg
Code EAN de la boîte	4038917151573
Code EAN du carton d'emballage	4038917027786

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.

Date de publication:  
2024-07-03

Le présent document a été élaboré par voie électronique et est valable sans signature.



**SARSTEDT**