



Description d'article

Numéro de commande	71.9923.610
Description d'article	Tube avec bouchon à vis, volume de travail : 7 ml, (L x Ø) : 47 x 20 mm, matériau : PC, fond plat, transparent, bouchon à vis, transparent, bouchon séparé, 500 pièce(s)/sachet
Code NACRES	NB.11

Caractéristiques du produit

Graduation	non
Type de fermeture	bouchon à vis
Forme du fond	fond plat
Volume de travail	7 ml

Dimensions

Diamètre	20 mm
Longueur du produit	47 mm

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.





Spécification de produit
Tube avec bouchon à vis, 7 ml, (L x Ø) : 47 x 20 mm, PC

Page 2

Matériau et coloris

Matériau du produit	Polycarbonate (PC)
Couleur du produit	transparent
Matériel de fermeture	Polypropylène (PP)
Couleur du bouchon	transparent

Pureté et certification

Satisfait les exigences	IATA
Catégorie de produit	Aucun dispositif médical DIV
Alloti	oui

Conditionnement

Minimum order qty.	1000
Type d'emballage intérieur	sachet
pièces / boîte	500
pièces / carton	1000
pièces / pallet	36000
Profondeur du carton	608 mm
Largeur du carton	324 mm
Hauteur du carton	264 mm
Volume du carton	0.052 cbm
Poids du produit	0.0064 kg
Poids du carton	7.2 kg
Code EAN de la boîte	4038917154468
Code EAN du carton d'emballage	4038917027861

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.

Date de publication:
2024-07-03

Le présent document a été élaboré par voie électronique et est valable sans signature.



SARSTEDT