



### **Description d'article**

|                       |   |
|-----------------------|---|
| Numéro de commande    | 75.9922.410   |
| Description d'article | Becher multi-usage, volume max. : 120 ml, (L x Ø) : 105 x 44 mm, transparent, bouchon : naturel, matériau : PC, bouchon à vis, bouchon assemblé |

### **Caractéristiques du produit**

|                                     |                        |
|-------------------------------------|------------------------|
| Graduation                          | non                    |
| Bouchon                             | bouchon à vis standard |
| Type de fermeture                   | bouchon à vis          |
| Forme du fond                       | fond plat              |
| Volume de travail                   | 120 ml                 |
| Possibilité d'autoclavage (°C max.) | 121 °C                 |

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.





**Spécification de produit**  
**Becher multi-usage, volume max. : 120 ml, (L x Ø) : 105 x 44 mm, PC, transparent**

**Page 2**

### Dimensions

|                     |        |
|---------------------|--------|
| Volume nominal      | 120 ml |
| Volume max.         | 120 ml |
| Diamètre            | 44 mm  |
| Hauteur du produit  | 105 mm |
| Longueur du produit | 105 mm |

### Matériau et coloris

|                         |                    |
|-------------------------|--------------------|
| Matériau du produit     | Polycarbonate (PC) |
| Couleur du produit      | transparent        |
| Matériel de fermeture   | Polypropylène (PP) |
| Couleur du bouchon      | naturel            |
| Matériau de la tubulure | Polycarbonate (PC) |

### Pureté et certification

|                              |     |
|------------------------------|-----|
| Sans latex                   | oui |
| Apyrogène                    | non |
| Fiche de données de sécurité | non |

### Conditionnement

|                                |               |
|--------------------------------|---------------|
| Minimum order qty.             | 250           |
| pièces / boîte                 | 250           |
| pièces / carton                | 250           |
| pièces / pallet                | 6000          |
| Profondeur du carton           | 645 mm        |
| Largeur du carton              | 439 mm        |
| Hauteur du carton              | 252 mm        |
| Volume du carton               | 0.0834 cbm    |
| Poids du carton                | 8.7 kg        |
| Code EAN de la boîte           | 4038917151801 |
| Code EAN du carton d'emballage | 4038917038409 |

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.

Date de publication:  
2024-07-19

Le présent document a été élaboré par voie électronique et est valable sans signature.



**SARSTEDT**