



### **Description d'article**

Numéro de commande	75.9922.514
Description d'article	Becher multi-usage, volume max. : 250 ml, (L x Ø) : 78 x 78 mm, transparent, bouchon : naturel, matériau : PS, bouchon à vis, bouchon séparé

### **Caractéristiques du produit**

Graduation	non
Bouchon	bouchon à vis standard
Type de fermeture	bouchon à vis
Forme du fond	fond plat
Volume de travail	250 ml

### **Dimensions**

Volume nominal	250 ml
Volume max.	250 ml
Diamètre	78 mm
Hauteur du produit	78 mm
Longueur du produit	78 mm

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.





**Spécification de produit**  
**Becher multi-usage, volume max. : 250 ml, (L x Ø) : 78 x 78 mm, PS, transparent**

**Page 2**

**Matériau et coloris**

Matériau du produit	Polystyrène (PS)
Couleur du produit	transparent
Matériel de fermeture	Polypropylène (PP)
Couleur du bouchon	naturel
Matériau de la tubulure	Polystyrène (PS)

**Pureté et certification**

Sans latex	oui
Apyrogène	non
Fiche de données de sécurité	non

**Conditionnement**

Minimum order qty.	270
pièces / boîte	270
pièces / carton	270
pièces / pallet	6480
Profondeur du carton	534 mm
Largeur du carton	384 mm
Hauteur du carton	519 mm
Volume du carton	0.1064 cbm
Poids du carton	12.31 kg
Code EAN de la boîte	4038917151962
Code EAN du carton d'emballage	4038917234924

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.

Date de publication:  
2024-07-18

Le présent document a été élaboré par voie électronique et est valable sans signature.



**SARSTEDT**