



Spécification de produit
Becher multi-usage, 250 ml, (L x Ø) : 78 x 70 mm,
gradué(e), PP, transparent, avec étiquette de
sécurité

Page 1



Description d'article

Numéro de commande	75.9922.518
Description d'article	Becher multi-usage, volume de travail max. : 250 ml, (L x Ø) : 78 x 70 mm, transparent, bouchon : jaune, gradué(e), matériau : PP, bouchon à vis, bouchon assemblé, avec étiquette de sécurité, stérile, 240 pièce(s)/sachet

Caractéristiques du produit

Étiquette/ Impression	avec étiquette de sécurité
Graduation	oui
Type de fermeture	bouchon à vis
Forme du fond	fond plat
Volume de travail	250 ml

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.

Date de publication:
2024-07-01

Le présent document a été élaboré par voie électronique et est valable sans signature.



SARSTEDT



Dimensions

Volume nominal	250 ml
Diamètre	70 mm
Hauteur du produit	78 mm
Longueur du produit	78 mm

Matériau et coloris

Matériau du produit	Polypropylène (PP)
Couleur du produit	transparent
Matériel de fermeture	Polyéthylène haute densité (HD-PE)
Couleur du bouchon	jaune

Pureté et certification

Catégorie de produit	Aucun dispositif médical DIV
Label de pureté	stérile
Stérilisation	Radiation gamma
Alloti	oui

Conditionnement

Minimum order qty.	240
Type d'emballage intérieur	sachet
pièces / boîte	240
pièces / carton	240
pièces / pallet	1440
Profondeur du carton	646 mm
Largeur du carton	450 mm
Hauteur du carton	498 mm
Volume du carton	0.1448 cbm
Poids du produit	0.0404 kg
Poids du carton	10.93 kg
Code EAN de la boîte	4038917250955
Code EAN du carton d'emballage	4038917350914

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit.
Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des
modifications partielles ou totales au contenu sans aucun
préavis.

