



Artikelbeschreibung

Bestellnummer	19.930.100
Artikelbeschreibung	Blutgaskapillare, Präparierung: Calcium-balanciertes Lithium-Heparin, Nennvolumen: 100 µl, (LxØ): 100 x 2,05 mm, 250 Stück/Dose

Produkteigenschaften

Art der Entnahme	kapillar
Art der Präparierung	Calcium-balanciertes Lithium-Heparin
Präparierungskonzentration	70 IE/ml Blut
Anwendungsbereich	Blutgasanalyse

Maße

Nennvolumen	100 µl
Durchmesser	2,05 mm
Länge des Produktes	100 mm

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.





Material & Farben

Material des Produktes	Polyethylenterephthalat (PET)
Farbe des Produktes	transparent

Reinheit & Zertifizierung

Produktkategorie	In vitro-Diagnostikum, CE
CE-Zertifizierung	CE
Latexfrei	ja
Chargiert	ja

Verpackung

Mindestbestellmenge (Stück)	250
Kleinste Unterverpackung	Dose
Stück pro Innenkarton	250
Stück pro Umkarton	16000
Stück pro Palette	960000
Tiefe des Umkartons	398 mm
Breite des Umkartons	358 mm
Höhe des Umkartons	175 mm
Volumen des Umkartons	0,0249 cbm
Gewicht des Produktes	0,0003 kg
Gewicht des Umkartons	6,34 kg
EAN des Innenkartons	4038917234252
EAN des Umkartons	4038917234245

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

