



## Artikelbeschreibung

Bestellnummer	19.930.125
Artikelbeschreibung	Blutgaskapillare, Präparierung: Calcium-balanciertes Lithium-Heparin, Nennvolumen: 125 µl, (LxØ): 110 x 2,05 mm, 250 Stück/Dose

## Produkteigenschaften

Art der Entnahme	kapillar
Art der Präparierung	Calcium-balanciertes Lithium-Heparin
Präparierungskonzentration	70 IE/ml Blut
Anwendungsbereich	Blutgasanalyse

## Maße

Nennvolumen	125 µl
Durchmesser	2,05 mm
Länge des Produktes	110 mm

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.





### **Material & Farben**

Material des Produktes	Polyethylenterephthalat (PET)
Farbe des Produktes	transparent

### **Reinheit & Zertifizierung**

Produktkategorie	In vitro-Diagnostikum, CE
CE-Zertifizierung	CE
Latexfrei	ja
Chargiert	ja

### **Verpackung**

Mindestbestellmenge (Stück)	250
Kleinste Unterverpackung	Dose
Stück pro Innenkarton	250
Stück pro Umkarton	16000
Stück pro Palette	1280000
Tiefe des Umkartons	378 mm
Breite des Umkartons	288 mm
Höhe des Umkartons	180 mm
Volumen des Umkartons	0,0196 cbm
Gewicht des Produktes	0,0003 kg
Gewicht des Umkartons	6,64 kg
EAN des Innenkartons	4038917234283
EAN des Umkartons	4038917234276

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

