



### **Artikelbeschreibung**

Bestellnummer	19.930.175
Artikelbeschreibung	Blutgaskapillare, Präparierung: Calcium-balanciertes Lithium-Heparin, Nennvolumen: 175 µl, (LxØ): 100 x 2,3 mm, 200 Stück/Dose

### **Produkteigenschaften**

Art der Entnahme	kapillar
Art der Präparierung	Calcium-balanciertes Lithium-Heparin
Präparierungskonzentration	70 IE/ml Blut
Anwendungsbereich	Blutgasanalyse

### **Maße**

Nennvolumen	175 µl
Durchmesser	2,3 mm
Länge des Produktes	100 mm

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.





### **Material & Farben**

Material des Produktes	Polyethylenterephthalat (PET)
Farbe des Produktes	transparent

### **Reinheit & Zertifizierung**

Produktkategorie	In vitro-Diagnostikum, CE
CE-Zertifizierung	CE
Latexfrei	ja
Chargiert	ja

### **Verpackung**

Mindestbestellmenge (Stück)	200
Kleinste Unterverpackung	Dose
Stück pro Innenkarton	200
Stück pro Umkarton	12800
Stück pro Palette	921600
Tiefe des Umkartons	333 mm
Breite des Umkartons	303 mm
Höhe des Umkartons	190 mm
Volumen des Umkartons	0,0192 cbm
Gewicht des Produktes	0,0003 kg
Gewicht des Umkartons	5,5 kg
EAN des Innenkartons	4038917234344
EAN des Umkartons	4038917234337

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

