



### **Artikelbeschreibung**

Bestellnummer	65.935.205
Artikelbeschreibung	Verschlusskappe 2,05 mm für Blutgaskapillare 100 µl / 125 µl, weiß, Blutgasanalyse, 500 Stück/Beutel

### **Produkteigenschaften**

Art der Entnahme	kapillar
Anwendungsbereich	Blutgasanalyse
Passend für	Blutgaskapillare 100 µl / 125 µl

### **Material & Farben**

Material des Produktes	Thermoplastische Elastomere (TPE)
Farbe des Produktes	weiß

### **Reinheit & Zertifizierung**

Produktkategorie	In vitro-Diagnostikum, CE
CE-Zertifizierung	CE
Chargiert	ja

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.





## **Verpackung**

Mindestbestellmenge (Stück)	500
Kleinste Unterverpackung	Beutel
Stück pro Innenkarton	500
Stück pro Umkarton	32000
Stück pro Palette	2560000
Tiefe des Umkartons	378 mm
Breite des Umkartons	288 mm
Höhe des Umkartons	180 mm
Volumen des Umkartons	0,0196 cbm
Gewicht des Produktes	0,0002 kg
Gewicht des Umkartons	8,42 kg
EAN des Innenkartons	4038917234559
EAN des Umkartons	4038917234542

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

