



Artikelbeschreibung

Bestellnummer	65.935.230
Artikelbeschreibung	Verschlusskappe 2,3 mm für Blutgaskapillare 140 µl / 175 µl, blau, Blutgasanalyse, 400 Stück/Beutel

Produkteigenschaften

Art der Entnahme	kapillar
Anwendungsbereich	Blutgasanalyse
Passend für	Blutgaskapillare 140 µl / 175 µl

Material & Farben

Material des Produktes	Thermoplastische Elastomere (TPE)
Farbe des Produktes	blau

Reinheit & Zertifizierung

Produktkategorie	In vitro-Diagnostikum, CE
CE-Zertifizierung	CE
Chargiert	ja

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.





Verpackung

Mindestbestellmenge (Stück)	400
Kleinste Unterverpackung	Beutel
Stück pro Innenkarton	400
Stück pro Umkarton	32000
Stück pro Palette	2048000
Tiefe des Umkartons	398 mm
Breite des Umkartons	298 mm
Höhe des Umkartons	215 mm
Volumen des Umkartons	0,0255 cbm
Gewicht des Produktes	0,0002 kg
Gewicht des Umkartons	8,13 kg
EAN des Innenkartons	4038917234580
EAN des Umkartons	4038917234573

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

