



Artikelbeschreibung

Bestellnummer	95.937
Artikelbeschreibung	Mischmagnet für Blutgaskapillare, rot, (LxØ): 25 x 19 mm, Blutgasanalyse, 10 Stück/Karton

Produkteigenschaften

Art der Entnahme	kapillar
Anwendungsbereich	Blutgasanalyse
Passend für	Blutgaskapillare

Maße

Durchmesser	19 mm
Höhe des Produktes	25 mm
Länge des Produktes	25 mm

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.





Material & Farben

Farbe des Produktes rot

Reinheit & Zertifizierung

Produktkategorie kein Medizinprodukt | IVD

Chargiert ja

Verpackung

Mindestbestellmenge (Stück)	10
Kleinste Unterverpackung	Karton
Stück pro Innenkarton	10
Stück pro Umkarton	160
Stück pro Palette	51840
Tiefe des Umkartons	268 mm
Breite des Umkartons	191 mm
Höhe des Umkartons	100 mm
Volumen des Umkartons	0,0051 cbm
Gewicht des Produktes	0,0072 kg
Gewicht des Umkartons	1,29 kg
EAN des Innenkartons	4038917234641
EAN des Umkartons	4038917234634

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

