



**Produktspezifikation**  
**S-Monovette® , BSG, 2 ml, Verschluss violett,**  
**(LxØ): 66 x 11 mm, mit Papieretikett**

**Seite 1**



### Artikelbeschreibung

Bestellnummer	05.1079.001
Artikelbeschreibung	S-Monovette®, Blutsenkung, 4NC, Präparierung: Citrat 4NC, Nennvolumen: 2 ml, (LxØ) mit Verschluss: 82 x 11 mm, mit Papieretikett, Etikett/Druck: violett, Verschluss violett, Farbcode EU, steril, 50 Stück/Karton

### Produkteigenschaften

Art der Entnahme	venös
Art der Präparierung	Citrat 4NC
Präparierungskonzentration	0,106 mol/l
Farbcode	EU
Etikett / Druck	mit Papieretikett
Farbe Druck/Etikett	violett
Graduierung	Nennmarkierung
Verschluss	Membranschraubkappe
Verschlussart	Schraubverschluss
Anwendungsbereich	Blutsenkung
Passend für	Sediplus® S 100

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

Ausgabedatum:  
2024-06-30

Das vorliegende Dokument wurde vom EDV-Support vorbereitet und ist ohne Unterschrift gültig.



**SARSTEDT**



### **Maße**

Nennvolumen	2 ml
Durchmesser	11 mm
Länge mit Verschluss	82 mm
Länge ohne Verschluss	66 mm
Länge mit Verschluss und Stange	103 mm

### **Material & Farben**

Farbe des Produktes	transparent
Material des Verschlusses	High Density Polyethylen (HD-PE)
Farbe des Verschlusses	violett
Material der Membrane	Gummi
Material der Röhre	Polypropylen (PP)
Material des Kolbens	High Density Polyethylen (HD-PE)
Material der Kolbenstange	Polystyrol (PS)

### **Reinheit & Zertifizierung**

Entspricht der Anforderung	IATA, ADR
Produktkategorie	In vitro-Diagnostikum, CE
CE-Zertifizierung	CE
Reinheitsstandard	steril
Sterilisation	Elektronenbestrahlung
Chargiert	ja

### **Verpackung**

Mindestbestellmenge (Stück)	500
Kleinste Unterverpackung	Karton
Stück pro Innenkarton	50
Stück pro Umkarton	500
Stück pro Palette	56000
Tiefe des Innenkartons	145 mm
Breite des Innenkartons	108 mm
Höhe des Innenkartons	63 mm
Tiefe des Umkartons	333 mm
Breite des Umkartons	303 mm
Höhe des Umkartons	125 mm

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.





**Produktspezifikation**  
**S-Monovette® , BSG, 2 ml, Verschluss violett,**  
**(LxØ): 66 x 11 mm, mit Papieretikett**

**Seite 3**

Volumen des Umkartons	0,0126 cbm
Gewicht des Produktes	0,0041 kg
Gewicht des Umkartons	2,58 kg
EAN des Innenkartons	4038917125499
EAN des Umkartons	4038917020084

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

Ausgabedatum:  
2024-06-30

Das vorliegende Dokument wurde vom EDV-Support vorbereitet und ist ohne Unterschrift gültig.



**SARSTEDT**