



Artikelbeschreibung

Bestellnummer	06.1690.001
Artikelbeschreibung	S-Sedivette®, Blutsenkung, 4NC, Präparierung: Tri-Natriumcitrat/Zitronensäure-Puffer-Lösung, Nennvolumen: 3,5 ml, (LxØ) mit Verschluss: 146 x 8 mm, mit Papieretikett, Etikett/Druck: violett, Verschluss violett, Farbcode EU, steril, 50 Stück/Karton

Produkteigenschaften

Art der Entnahme	venös
Art der Präparierung	Tri-Natriumcitrat/Zitronensäure-Puffer-Lösung
Präparierungskonzentration	0,105 mol/l pH 5,5
Farbcode	EU
Etikett / Druck	mit Papieretikett
Farbe Druck/Etikett	violett
Graduierung	nein
Verschluss	Membranschraubkappe
Verschlussart	Schraubverschluss
Anwendungsbereich	Blutsenkung

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.





Produktspezifikation

**S-Sedivette® , 3,5 ml, Verschluss violett, (LxØ):
130 x 8 mm, mit Papieretikett**

Seite 2

Maße

Nennvolumen	3,5 ml
Durchmesser	8 mm
Länge mit Verschluss	146 mm
Länge ohne Verschluss	130 mm
Länge mit Verschluss und Stange	167 mm

Material & Farben

Farbe des Produktes	transparent
Material des Verschlusses	High Density Polyethylen (HD-PE)
Farbe des Verschlusses	violett
Material der Membrane	Gummi
Material der Röhre	Polypropylen (PP)
Material des Kolbens	High Density Polyethylen (HD-PE)
Material der Kolbenstange	Polystyrol (PS)

Reinheit & Zertifizierung

Entspricht der Anforderung	IATA, ADR
Produktkategorie	In vitro-Diagnostikum, CE
CE-Zertifizierung	CE
Reinheitsstandard	steril
Sterilisation	Elektronenbestrahlung
Chargiert	ja

Verpackung

Mindestbestellmenge (Stück)	500
Kleinste Unterverpackung	Karton
Stück pro Innenkarton	50
Stück pro Umkarton	500
Stück pro Palette	36000
Tiefe des Innenkartons	143 mm
Breite des Innenkartons	171 mm
Höhe des Innenkartons	63 mm
Tiefe des Umkartons	333 mm
Breite des Umkartons	303 mm
Höhe des Umkartons	190 mm

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

Ausgabedatum:
2024-07-17

Das vorliegende Dokument wurde vom
EDV-Support vorbereitet und ist ohne
Unterschrift gültig.



SARSTEDT



Produktspezifikation
S-Sedivette® , 3,5 ml, Verschluss violett, (LxØ):
130 x 8 mm, mit Papieretikett

Seite 3

Volumen des Umkartons	0,0192 cbm
Gewicht des Produktes	0,0052 kg
Gewicht des Umkartons	3,29 kg
EAN des Innenkartons	4038917133111
EAN des Umkartons	4038917024709

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

Ausgabedatum:
2024-07-17

Das vorliegende Dokument wurde vom EDV-Support vorbereitet und ist ohne Unterschrift gültig.



SARSTEDT