



Artikelbeschreibung

Bestellnummer	86.1996
Artikelbeschreibung	BSG-Pipette, mit montierter Kolbenhülse

Reinheit & Zertifizierung

Produktkategorie	In vitro-Diagnostikum, CE
CE-Zertifizierung	CE
Chargiert	ja

Verpackung

Mindestbestellmenge (Stück)	1000
Kleinste Unterverpackung	Karton
Stück pro Innenkarton	100
Stück pro Umkarton	1000
Stück pro Palette	42000
Tiefe des Innenkartons	233 mm
Breite des Innenkartons	164 mm
Höhe des Innenkartons	76 mm
Tiefe des Umkartons	388 mm
Breite des Umkartons	338 mm
Höhe des Umkartons	250 mm

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.





**Produktspezifikation
BSG-Pipette**

Seite 2

Volumen des Umkartons	0,0328 cbm
Gewicht des Produktes	0,0076 kg
Gewicht des Umkartons	8,61 kg
EAN des Innenkartons	4038917088138
EAN des Umkartons	4038917006231

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

Ausgabedatum:
2024-07-17

Das vorliegende Dokument wurde vom EDV-Support vorbereitet und ist ohne Unterschrift gültig.



SARSTEDT