



Artikelbeschreibung

Bestellnummer 90.1060
Artikelbeschreibung BSG-Ständer, passend für S-Monovette®, mit Rückwand

Produkteigenschaften

Ausführung mit Rückwand
Passend für S-Monovette®

Reinheit & Zertifizierung

Produktkategorie In vitro-Diagnostikum, CE
CE-Zertifizierung CE
Chargiert ja

Verpackung

Mindestbestellmenge (Stück) 1
Stück pro Innenkarton 1
Stück pro Umkarton 8
Stück pro Palette 160
Tiefe des Umkartons 263 mm
Breite des Umkartons 98 mm
Höhe des Umkartons 335 mm

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.





Volumen des Umkartons	0,0086 cbm
Gewicht des Produktes	0,5005 kg
Gewicht des Umkartons	7,1 kg
EAN des Innenkartons	4038917085205
EAN des Umkartons	4038917003896

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

