



Artikelbeschreibung

Bestellnummer	90.1060.062
Artikelbeschreibung	BSG-Ständer, passend für S-Monovette®, ohne Rückwand

Produkteigenschaften

Ausführung	ohne Rückwand
Passend für	S-Monovette®

Reinheit & Zertifizierung

Produktkategorie	In vitro-Diagnostikum, CE
CE-Zertifizierung	CE
Chargiert	ja

Verpackung

Mindestbestellmenge (Stück)	1
Stück pro Innenkarton	1
Stück pro Umkarton	20
Stück pro Palette	1560
Tiefe des Umkartons	428 mm
Breite des Umkartons	323 mm
Höhe des Umkartons	130 mm

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.





Volumen des Umkartons	0,018 cbm
Gewicht des Produktes	1,167 kg
Gewicht des Umkartons	23,8 kg
EAN des Innenkartons	4038917124935
EAN des Umkartons	4038917019545

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

