



### **Artikelbeschreibung**

Bestellnummer 90.188.055  
Artikelbeschreibung Papierrolle, für Thermodrucker REF 90.189.720 & 90.1092.720

### **Produkteigenschaften**

Passend für Thermodrucker REF 90.189.720 & 90.1092.720

### **Maße**

Breite des Produktes 57 mm  
Länge des Produktes 25 m

### **Reinheit & Zertifizierung**

Produktkategorie kein Medizinprodukt | IVD  
Chargiert nein

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.





## **Verpackung**

Mindestbestellmenge (Stück)	10
Kleinste Unterverpackung	Karton
Stück pro Innenkarton	5
Stück pro Umkarton	10
Stück pro Palette	3240
Tiefe des Umkartons	268 mm
Breite des Umkartons	191 mm
Höhe des Umkartons	100 mm
Volumen des Umkartons	0,0051 cbm
Gewicht des Produktes	0,0808 kg
Gewicht des Umkartons	0,91 kg
EAN des Innenkartons	4038917102759
EAN des Umkartons	4038917008884

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

