



Artikelbeschreibung

Bestellnummer	93.852.200
Artikelbeschreibung	Doppel-Blockständer D17, für 100 Gefäße, Ø Öffnung: 17 mm, Rastermaß: 10 x 10, grau, Material: recyceltes PP

Produkteigenschaften

Anzahl der Wells	100
Lagerkapazität	100
Rastermaß	10 x 10
Autoklavierbar (max. °C)	121 °C

Maße

Durchmesser der Öffnung	17 mm
Breite des Produktes	218 mm
Höhe des Produktes	45 mm
Länge des Produktes	209 mm

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.





Material & Farben

Material des Produktes recyceltes Polypropylen (recyceltes PP)
Farbe des Produktes grau

Reinheit & Zertifizierung

Produktkategorie kein Medizinprodukt | IVD
Chargiert nein

Verpackung

Mindestbestellmenge (Stück) 1
Kleinste Unterverpackung -
Stück pro Innenkarton 1
Stück pro Umkarton 12
Stück pro Palette 528
Tiefe des Umkartons 453 mm
Breite des Umkartons 433 mm
Höhe des Umkartons 165 mm
Volumen des Umkartons 0,0324 cbm
Gewicht des Produktes 0,3917 kg
Gewicht des Umkartons 5,41 kg
EAN des Innenkartons 4038917122146
EAN des Umkartons 4038917243124

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

