



### **Artikelbeschreibung**

Bestellnummer	93.852.300
Artikelbeschreibung	Doppel-Blockständer D17, für 100 Gefäße, Ø Öffnung: 17 mm, Rastermaß: 5 x 20, grau, Material: recyceltes PP

### **Produkteigenschaften**

Anzahl der Wells	100
Lagerkapazität	100
Rastermaß	5 x 20
Autoklavierbar (max. °C)	121 °C

### **Maße**

Durchmesser der Öffnung	17 mm
Breite des Produktes	109 mm
Höhe des Produktes	45 mm
Länge des Produktes	418 mm

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.





**Produktspezifikation**  
**Doppel-Blockständer D17, Ø Öffnung: 17 mm, 5 x 20, grau**

**Seite 2**

**Material & Farben**

Material des Produktes recyceltes Polypropylen (recyceltes PP)  
Farbe des Produktes grau

**Reinheit & Zertifizierung**

Produktkategorie kein Medizinprodukt | IVD  
Chargiert nein

**Verpackung**

Mindestbestellmenge (Stück) 1  
Kleinste Unterverpackung -  
Stück pro Innenkarton 1  
Stück pro Umkarton 12  
Stück pro Palette 528  
Tiefe des Umkartons 453 mm  
Breite des Umkartons 433 mm  
Höhe des Umkartons 165 mm  
Volumen des Umkartons 0,0324 cbm  
Gewicht des Produktes 0,3917 kg  
Gewicht des Umkartons 5,41 kg  
EAN des Innenkartons 4038917122221  
EAN des Umkartons 4038917018296

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

Ausgabedatum:  
2024-07-17

Das vorliegende Dokument wurde vom EDV-Support vorbereitet und ist ohne Unterschrift gültig.



**SARSTEDT**