



Artikelbeschreibung

Bestellnummer	93.853.135
Artikelbeschreibung	Block Rack D13, für 50 Gefäße, Ø Öffnung: 13 mm, Rastermaß: 5 x 10, orange, Material: PP

Produkteigenschaften

Etikett / Druck	mit Druck
Anzahl der Wells	50
Lagerkapazität	50
Rastermaß	5 x 10
Autoklavierbar (max. °C)	121 °C

Maße

Durchmesser der Öffnung	13 mm
Breite des Produktes	96 mm
Höhe des Produktes	45 mm
Länge des Produktes	180 mm

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.





Produktspezifikation
Block Rack D13, Ø Öffnung: 13 mm, 5 x 10,
orange

Seite 2

Material & Farben

Material des Produktes Polypropylen (PP)
Farbe des Produktes orange

Reinheit & Zertifizierung

Produktkategorie kein Medizinprodukt | IVD
Chargiert nein

Verpackung

Mindestbestellmenge (Stück) 1
Kleinste Unterverpackung -
Stück pro Innenkarton 1
Stück pro Umkarton 16
Stück pro Palette 1440
Tiefe des Umkartons 398 mm
Breite des Umkartons 368 mm
Höhe des Umkartons 120 mm
Volumen des Umkartons 0,0176 cbm
Gewicht des Produktes 0,1687 kg
Gewicht des Umkartons 3,16 kg
EAN des Innenkartons 4038917122566
EAN des Umkartons 4038917074063

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

Ausgabedatum:
2024-07-18

Das vorliegende Dokument wurde vom EDV-Support vorbereitet und ist ohne Unterschrift gültig.



SARSTEDT