



Artikelbeschreibung

Bestellnummer	93.854.123
Artikelbeschreibung	Block Rack D12, für 50 Gefäße, Ø Öffnung: 12 mm, Rastermaß: 5 x 10, grün, Material: PP

Produkteigenschaften

Anzahl der Wells	50
Lagerkapazität	50
Rastermaß	5 x 10
Autoklavierbar (max. °C)	121 °C

Maße

Durchmesser der Öffnung	12 mm
Breite des Produktes	80 mm
Höhe des Produktes	45 mm
Länge des Produktes	152 mm

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.





Material & Farben

Material des Produktes Polypropylen (PP)
Farbe des Produktes grün

Reinheit & Zertifizierung

Produktkategorie kein Medizinprodukt | IVD
Chargiert nein

Verpackung

Mindestbestellmenge (Stück) 1
Kleinste Unterverpackung -
Stück pro Innenkarton 1
Stück pro Umkarton 20
Stück pro Palette 1560
Tiefe des Umkartons 428 mm
Breite des Umkartons 323 mm
Höhe des Umkartons 130 mm
Volumen des Umkartons 0,018 cbm
Gewicht des Produktes 0,1214 kg
Gewicht des Umkartons 2,8 kg
EAN des Innenkartons 4038917122665
EAN des Umkartons 4038917018500

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

