



### **Artikelbeschreibung**

Bestellnummer	93.854.125
Artikelbeschreibung	Block Rack D12, für 50 Gefäße, Ø Öffnung: 12 mm, Rastermaß: 5 x 10, orange, Material: PP

### **Produkteigenschaften**

Etikett / Druck	mit Druck
Anzahl der Wells	50
Lagerkapazität	50
Rastermaß	5 x 10
Autoklavierbar (max. °C)	121 °C

### **Maße**

Durchmesser der Öffnung	12 mm
Breite des Produktes	80 mm
Höhe des Produktes	45 mm
Länge des Produktes	152 mm

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.





**Produktspezifikation**  
**Block Rack D12, Ø Öffnung: 12 mm, 5 x 10,**  
**orange**

**Seite 2**

**Material & Farben**

Material des Produktes Polypropylen (PP)  
Farbe des Produktes orange

**Reinheit & Zertifizierung**

Produktkategorie kein Medizinprodukt | IVD  
Chargiert nein

**Verpackung**

Mindestbestellmenge (Stück) 1  
Kleinste Unterverpackung -  
Stück pro Innenkarton 1  
Stück pro Umkarton 20  
Stück pro Palette 1560  
Tiefe des Umkartons 428 mm  
Breite des Umkartons 323 mm  
Höhe des Umkartons 130 mm  
Volumen des Umkartons 0,018 cbm  
Gewicht des Produktes 0,1214 kg  
Gewicht des Umkartons 2,8 kg  
EAN des Innenkartons 4038917122689  
EAN des Umkartons 4038917018524

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

Ausgabedatum:  
2024-07-17

Das vorliegende Dokument wurde vom EDV-Support vorbereitet und ist ohne Unterschrift gültig.



**SARSTEDT**