



## Artikelbeschreibung

Bestellnummer	75.1435.004
Artikelbeschreibung	Urin-Becher, max. Arbeitsvolumen: 90 ml, (ØxH): 60 x 65 mm, Ø Öffnung: 65 mm, transparent, graduert, Material: PP, Schraubverschluss, mit Papieretikett, Verschluss montiert, steril, 400 Stück/Karton

## Produkteigenschaften

Etikett / Druck	mit Papieretikett
Graduierung	ja
Verschlussart	Schraubverschluss
Arbeitsvolumen	90 ml

## Maße

Nennvolumen	90 ml
Volumen max	90 ml
Durchmesser	60 mm
Durchmesser der Öffnung	65 mm
Höhe des Produktes	65 mm
Länge ohne Verschluss	60 mm

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.





**Produktspezifikation**  
**Urin-Becher, 90 ml, (ØxH): 60 x 65 mm, PP, mit  
Papieretikett, transparent**

**Seite 2**

**Material & Farben**

Material des Produktes Polypropylen (PP)  
Farbe des Produktes transparent

**Reinheit & Zertifizierung**

Produktkategorie kein Medizinprodukt | IVD  
Reinheitsstandard steril  
Sterilisation Elektronenbestrahlung  
Chargiert ja

**Verpackung**

Mindestbestellmenge (Stück) 400  
Kleinste Unterverpackung Karton  
Stück pro Innenkarton 400  
Stück pro Umkarton 400  
Stück pro Palette 7200  
Volumen des Umkartons 0,1062 cbm  
Gewicht des Produktes 0,0201 kg  
Gewicht des Umkartons 8,23 kg  
EAN des Innenkartons 4038917385220  
EAN des Umkartons 4038917385213

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

Ausgabedatum:  
2024-07-18

Das vorliegende Dokument wurde vom EDV-Support vorbereitet und ist ohne Unterschrift gültig.



**SARSTEDT**