



Produktspezifikation

Mehrzweck-Becher, max. Volumen: 125 ml, (LxØ):
85 x 62 mm, graduert, PP, transparent

Seite 1



Artikelbeschreibung

Bestellnummer	75.565
Artikelbeschreibung	Mehrzweck-Becher, max. Volumen: 125 ml, (LxØ): 85 x 62 mm, Ø Öffnung: 62 mm, transparent, graduert, Material: PP, 50 Stück/Beutel

Produkteigenschaften

Graduierung	ja
Anwendungsbereich	Sammlung und Lagerung von Urin
Arbeitsvolumen	125 ml

Maße

Nennvolumen	125 ml
Volumen max	125 ml
Durchmesser	62 mm
Durchmesser der Öffnung	62 mm
Höhe des Produktes	85 mm
Länge des Produktes	85 mm
Länge ohne Verschluss	85 mm

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

Ausgabedatum:
2024-07-17

Das vorliegende Dokument wurde vom EDV-Support vorbereitet und ist ohne Unterschrift gültig.



SARSTEDT



Produktspezifikation

**Mehrzweck-Becher, max. Volumen: 125 ml, (LxØ):
85 x 62 mm, graduert, PP, transparent**

Seite 2

Material & Farben

Material des Produktes Polypropylen (PP)
Farbe des Produktes transparent

Reinheit & Zertifizierung

Produktkategorie kein Medizinprodukt | IVD
Chargiert ja

Verpackung

Mindestbestellmenge (Stück) 500
Kleinste Unterverpackung Beutel
Stück pro Innenkarton 50
Stück pro Umkarton 500
Stück pro Palette 18000
Tiefe des Umkartons 578 mm
Breite des Umkartons 368 mm
Höhe des Umkartons 195 mm
Volumen des Umkartons 0,0415 cbm
Gewicht des Produktes 0,0107 kg
Gewicht des Umkartons 5,93 kg
EAN des Innenkartons 4038917082525
EAN des Umkartons 4038917001601

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

Ausgabedatum:
2024-07-17

Das vorliegende Dokument wurde vom EDV-Support vorbereitet und ist ohne Unterschrift gültig.



SARSTEDT