



Artikelbeschreibung

Bestellnummer	75.570
Artikelbeschreibung	Becher, max. Volumen: 100 ml, (LxØ): 49 x 70 mm, Ø Öffnung: 70 mm, weiß, Verschluss: transparent, Material: PS, Schnappdeckel, 50 Stück/Schlauchbeutel

Produkteigenschaften

Graduierung	nein
Verschlussart	Schnappdeckel
Arbeitsvolumen	100 ml

Maße

Nennvolumen	100 ml
Volumen max	100 ml
Durchmesser	70 mm
Durchmesser der Öffnung	70 mm
Höhe des Produktes	49 mm
Länge des Produktes	49 mm
Länge ohne Verschluss	49 mm

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.





Material & Farben

Material des Produktes	Polystyrol (PS)
Farbe des Produktes	weiß
Farbe des Verschlusses	transparent

Reinheit & Zertifizierung

Produktkategorie	kein Medizinprodukt IVD
Chargiert	ja

Verpackung

Mindestbestellmenge (Stück)	1000
Kleinste Unterverpackung	Schlauchbeutel
Stück pro Innenkarton	1000
Stück pro Umkarton	1000
Stück pro Palette	45000
Volumen des Umkartons	0,0317 cbm
Gewicht des Produktes	0,0033 kg
Gewicht des Umkartons	3,71 kg
EAN des Innenkartons	4038917082563
EAN des Umkartons	4038917001649

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

