



### **Artikelbeschreibung**

Bestellnummer	75.570.001
Artikelbeschreibung	Becher, max. Volumen: 100 ml, (LxØ): 49 x 70 mm, Ø Öffnung: 70 mm, transparent, Verschluss: transparent, Material: PS, Schnappdeckel, ohne Druck, unsteril, 50 Stück/Schlauchbeutel

### **Produkteigenschaften**

Etikett / Druck	ohne Druck
Graduierung	nein
Verschlussart	Schnappdeckel
Arbeitsvolumen	100 ml
Form der Öffnung	rund

### **Maße**

Nennvolumen	100 ml
Volumen max	100 ml
Durchmesser	70 mm
Durchmesser der Öffnung	70 mm
Höhe des Produktes	49 mm

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.





**Produktspezifikation**  
**Becher, max. Volumen: 100 ml, (LxØ): 49 x 70 mm, PS, transparent, ohne Druck**

**Seite 2**

Länge des Produktes 49 mm  
Länge ohne Verschluss 49 mm

**Material & Farben**

Material des Produktes Polystyrol (PS)  
Farbe des Produktes transparent  
Farbe des Verschlusses transparent

**Reinheit & Zertifizierung**

Produktkategorie kein Medizinprodukt | IVD  
Reinheitsstandard unsteril  
Sicherheitsdatenblatt nein  
Chargiert ja

**Verpackung**

Mindestbestellmenge (Stück) 1000  
Kleinste Unterverpackung Schlauchbeutel  
Stück pro Innenkarton 50  
Stück pro Umkarton 1000  
Stück pro Palette 45000  
Tiefe des Umkartons 375 mm  
Breite des Umkartons 295 mm  
Höhe des Umkartons 315 mm  
Volumen des Umkartons 0,0348 cbm  
Gewicht des Produktes 0,0027 kg  
Gewicht des Umkartons 3,1 kg  
EAN des Innenkartons 4038917974370  
EAN des Umkartons 4038917974387

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

Ausgabedatum:  
2024-07-18

Das vorliegende Dokument wurde vom EDV-Support vorbereitet und ist ohne Unterschrift gültig.



**SARSTEDT**