



### Artikelbeschreibung

Bestellnummer	75.9924.522
Artikelbeschreibung	Medizinbecher, max. Volumen: 50 ml, (LxØ): 54 x 55 mm, Ø Öffnung: 55,4 mm, transparent, graduiert, Material: PP

### Produkteigenschaften

Graduierung	ja
Anwendungsbereich	Verabreichung von Medikamenten
Anwendungsbeispiel	Orale Verabreichung von Medikamenten in flüssiger oder Tablettenform
Arbeitsvolumen	50 ml
Autoklavierbar (max. °C)	121 °C

### Maße

Nennvolumen	50 ml
Volumen max	50 ml
Durchmesser	55 mm
Durchmesser der Öffnung	55,4 mm
Höhe des Produktes	54 mm
Länge des Produktes	54 mm

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.





**Produktspezifikation**  
**Medizinbecher, max. Volumen: 50 ml, (LxØ): 54 x 55 mm, graduiert, PP, transparent**

**Seite 2**

Länge ohne Verschluss 55,4 mm

**Material & Farben**

Material des Produktes Polypropylen (PP)  
Farbe des Produktes transparent

**Reinheit & Zertifizierung**

Produktkategorie Medizinprodukt  
CE-Zertifizierung CE  
Latexfrei ja  
Pyrogenfreiheit nein  
Sicherheitsdatenblatt nein

**Verpackung**

Mindestbestellmenge (Stück) 500  
Stück pro Innenkarton 500  
Stück pro Umkarton 500  
Stück pro Palette 80000  
Tiefe des Umkartons 271 mm  
Breite des Umkartons 224 mm  
Höhe des Umkartons 158 mm  
Volumen des Umkartons 0,0099 cbm  
Gewicht des Umkartons 3 kg  
EAN des Innenkartons 4038917352949  
EAN des Umkartons 4038917352932

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

Ausgabedatum:  
2024-07-18

Das vorliegende Dokument wurde vom EDV-Support vorbereitet und ist ohne Unterschrift gültig.



**SARSTEDT**