



### **Artikelbeschreibung**

Bestellnummer	76.1340.560
Artikelbeschreibung	Deckel, für 30 ml Medizinbecher, Material: PE, weiß, Sammlung und Lagerung von Urin, 75 Stück/Beutel

### **Produkteigenschaften**

Anwendungsbereich	Sammlung und Lagerung von Urin
Anwendungsbeispiel	Verschluss für Urin-Sammelgefäß
Passend für	30 ml Medizinbecher

### **Material & Farben**

Material des Produktes	Polyethylen (PE)
Farbe des Produktes	weiß
Farbe des Verschlusses	weiß

### **Reinheit & Zertifizierung**

Produktkategorie	Medizinprodukt
CE-Zertifizierung	CE Lieferant
Chargiert	ja

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.





## **Verpackung**

Mindestbestellmenge (Stück)	3750
Kleinste Unterverpackung	Beutel
Stück pro Innenkarton	3750
Stück pro Umkarton	3750
Stück pro Palette	90000
Tiefe des Umkartons	390 mm
Breite des Umkartons	265 mm
Höhe des Umkartons	590 mm
Volumen des Umkartons	0,061 cbm
Gewicht des Produktes	0,0007 kg
Gewicht des Umkartons	3,64 kg
EAN des Innenkartons	4038917127806
EAN des Umkartons	4042836007156

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

