



### **Artikelbeschreibung**

Bestellnummer 76.561  
Artikelbeschreibung Schnappdeckel, passend für 250 ml Becher 75.560,  
Material: PS, hochtransparent, 50 Stück/Schlauchbeutel

### **Produkteigenschaften**

Verschlussart Schnappdeckel  
Passend für 250 ml Becher 75.560

### **Material & Farben**

Material des Produktes Polystyrol (PS)  
Farbe des Produktes hochtransparent

### **Reinheit & Zertifizierung**

Produktkategorie kein Medizinprodukt | IVD  
Chargiert ja

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.





**Produktspezifikation**  
**Schnappdeckel, passend für 250 ml Becher**  
**75.560, PS, hochtransparent**

**Seite 2**

**Verpackung**

Mindestbestellmenge (Stück)	500
Kleinste Unterverpackung	Schlauchbeutel
Stück pro Innenkarton	500
Stück pro Umkarton	500
Stück pro Palette	30000
Tiefe des Umkartons	423 mm
Breite des Umkartons	213 mm
Höhe des Umkartons	185 mm
Volumen des Umkartons	0,0167 cbm
Gewicht des Produktes	0,0013 kg
Gewicht des Umkartons	0,91 kg
EAN des Innenkartons	4038917339926
EAN des Umkartons	4038917339919

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

Ausgabedatum:  
2024-07-17

Das vorliegende Dokument wurde vom EDV-Support vorbereitet und ist ohne Unterschrift gültig.



**SARSTEDT**