



Artikelbeschreibung

| | |
|---------------------|---|
| Bestellnummer | 09.1704.001 |
| Artikelbeschreibung | S-Monovette® , bis 9 ml, für Formalin System, (LxØ): 92 x 16 mm, mit Papieretikett, 50 Stück/Beutel |

Produkteigenschaften

| | |
|----------------------|-------------------|
| Art der Präparierung | ohne Präparierung |
| Etikett / Druck | mit Papieretikett |
| Farbe Druck/Etikett | schwarz |
| Graduierung | Nennmarkierung |
| Verschlussart | Schraubverschluss |
| Anwendungsbereich | Gewebefixierung |
| Passend für | Formalin System |
| Arbeitsvolumen | 9 ml |
| Flüssigkeitsdicht | ja |

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.





Maße

| | |
|---------------------|-------|
| Volumen max | 9 ml |
| Außendurchmesser | 19 mm |
| Verschluss | |
| Durchmesser | 16 mm |
| Länge des Produktes | 92 mm |

Material & Farben

| | |
|---------------------------|----------------------------------|
| Material des Produktes | Polypropylen (PP) |
| Farbe des Produktes | transparent |
| Material des Verschlusses | High Density Polyethylen (HD-PE) |
| Farbe des Verschlusses | weiß |
| Material der Membrane | Gummi |
| Material der Röhre | Polypropylen (PP) |
| Material des Kolbens | High Density Polyethylen (HD-PE) |
| Material der Kolbenstange | Polystyrol (PS) |

Reinheit & Zertifizierung

| | |
|-------------------|---------------------------|
| Produktkategorie | In vitro-Diagnostikum, CE |
| CE-Zertifizierung | CE |
| Reinheitsstandard | unsteril |
| Chargiert | ja |

Verpackung

| | |
|-----------------------------|---------------|
| Mindestbestellmenge (Stück) | 500 |
| Kleinste Unterverpackung | Beutel |
| Stück pro Innenkarton | 50 |
| Stück pro Umkarton | 500 |
| Stück pro Palette | 24000 |
| Tiefe des Umkartons | 388 mm |
| Breite des Umkartons | 378 mm |
| Höhe des Umkartons | 215 mm |
| Volumen des Umkartons | 0,0315 cbm |
| Gewicht des Produktes | 0,0078 kg |
| Gewicht des Umkartons | 4,39 kg |
| EAN des Innenkartons | 4038917335317 |
| EAN des Umkartons | 4038917335300 |

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

