



## Artikelbeschreibung

Bestellnummer	51.1703.025
Artikelbeschreibung	Formalin Set, Präparierung: gepufferte Formalin-Lösung 450 ml, Setbestandteile: Formalin System mit 450 ml Formaldehydlösung (4%) und 50 S-Monovetten 25 ml, 1 Stück/Karton

## Produkteigenschaften

Art der Präparierung	gepufferte Formalin-Lösung 450 ml
Etikett / Druck	mit Papieretikett
Ausführung	S-Monovette® 25 ml
Anwendungsbereich	Gewebefixierung

## Maße

Breite des Produktes	98 mm
Länge des Produktes	330 mm

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.





### **Reinheit & Zertifizierung**

Produktkategorie	In vitro-Diagnostikum, CE
CE-Zertifizierung	CE
Chargiert	ja

### **Verpackung**

Mindestbestellmenge (Stück)	1
Kleinste Unterverpackung	Karton
Stück pro Innenkarton	1
Stück pro Umkarton	1
Stück pro Palette	126
Tiefe des Innenkartons	344 mm
Breite des Innenkartons	243 mm
Höhe des Innenkartons	103 mm
Tiefe des Umkartons	355 mm
Breite des Umkartons	255 mm
Höhe des Umkartons	123 mm
Volumen des Umkartons	0,0111 cbm
Gewicht des Produktes	1,232 kg
Gewicht des Umkartons	1,69 kg
EAN des Innenkartons	4038917336093
EAN des Umkartons	4038917336086

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

