



Artikelbeschreibung

Bestellnummer	75.9924.517
Artikelbeschreibung	Sammelbecher, max. Volumen: 150 ml, (LxØ): 49 x 75 mm, transluzent, Material: PP

Produkteigenschaften

Anwendungsbereich	Lagercontainer für die Pathologie
Arbeitsvolumen	150 ml
Autoklavierbar (max. °C)	121 °C

Maße

Volumen max	150 ml
Durchmesser	75 mm
Breite des Produktes	75 mm
Höhe des Produktes	49 mm
Länge des Produktes	49 mm

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.





Material & Farben

Material des Produktes	Polypropylen (PP)
Farbe des Produktes	transluzent

Reinheit & Zertifizierung

Latexfrei	ja
Sicherheitsdatenblatt	nein

Verpackung

Mindestbestellmenge (Stück)	1260
Stück pro Innenkarton	1260
Stück pro Umkarton	1260
Stück pro Palette	30240
EAN des Innenkartons	4038917155304
EAN des Umkartons	4038917234917

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

