



### **Artikelbeschreibung**

Bestellnummer	75.9924.518
Artikelbeschreibung	Sammelbecher, max. Volumen: 250 ml, (LxØ): 83 x 75 mm, transluzent, Material: PP

### **Produkteigenschaften**

Anwendungsbereich	Lagercontainer für die Pathologie
Arbeitsvolumen	250 ml
Autoklavierbar (max. °C)	121 °C

### **Maße**

Volumen max	250 ml
Durchmesser	75 mm
Breite des Produktes	77,2 mm
Höhe des Produktes	83 mm
Länge des Produktes	83 mm

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.





### **Material & Farben**

Material des Produktes	Polypropylen (PP)
Farbe des Produktes	transluzent

### **Reinheit & Zertifizierung**

Latexfrei	ja
Pyrogenfreiheit	nein
Sicherheitsdatenblatt	nein

### **Verpackung**

Mindestbestellmenge (Stück)	500
Stück pro Innenkarton	500
Stück pro Umkarton	500
Stück pro Palette	16000
Tiefe des Umkartons	428 mm
Breite des Umkartons	372 mm
Höhe des Umkartons	438 mm
Volumen des Umkartons	0,0697 cbm
Gewicht des Umkartons	8,7 kg
EAN des Innenkartons	4038917155311
EAN des Umkartons	4038917039352

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

