



Artikelbeschreibung

Bestellnummer	73.1052
Artikelbeschreibung	Einhängegefäß, geeignet für Röhren und S-Monovette® Ø 15 mm, Material: PS, 1,5 ml, Länge: 23,5 mm, transparent, 500 Stück/Beutel

Produkteigenschaften

Graduierung	nein
Passend für	Röhren und S-Monovette® Ø 15 mm
Bodenform	Spitzboden mit Stehrand

Maße

Volumen max	1,5 ml
Durchmesser der Öffnung	11 mm
Länge des Produktes	23,5 mm

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.





Produktspezifikation
Einhängegefäß, geeignet für Röhren und
S-Monovette® Ø 15 mm, transparent

Seite 2

Material & Farben

Material des Produktes Polystyrol (PS)
Farbe des Produktes transparent

Reinheit & Zertifizierung

Produktkategorie kein Medizinprodukt | IVD
Chargiert nein

Verpackung

Mindestbestellmenge (Stück) 2000
Kleinste Unterverpackung Beutel
Stück pro Innenkarton 500
Stück pro Umkarton 2000
Stück pro Palette 156000
Tiefe des Umkartons 428 mm
Breite des Umkartons 323 mm
Höhe des Umkartons 130 mm
Volumen des Umkartons 0,018 cbm
Gewicht des Produktes 0,0008 kg
Gewicht des Umkartons 2,02 kg
EAN des Innenkartons 4038917085151
EAN des Umkartons 4038917003834

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

Ausgabedatum:
2024-07-18

Das vorliegende Dokument wurde vom EDV-Support vorbereitet und ist ohne Unterschrift gültig.



SARSTEDT