



### **Artikelbeschreibung**

Bestellnummer	73.1055
Artikelbeschreibung	RIA-Gefäß, geeignet für Gamma-Zählgeräte, Material: PP, 0,5 ml, (LxØ): 22 x 8 mm, transparent, 1.000 Stück/Beutel

### **Produkteigenschaften**

Graduierung	nein
Verschlussart	Eindrückstopfen
Passend für	Gamma-Zählgeräte
Bodenform	Spitzboden

### **Maße**

Volumen max	0,5 ml
Durchmesser	8 mm
Durchmesser der Öffnung	29 mm
Höhe des Produktes	22 mm
Länge des Produktes	22 mm

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.





### **Material & Farben**

Material des Produktes	Polypropylen (PP)
Farbe des Produktes	transparent

### **Reinheit & Zertifizierung**

Produktkategorie	kein Medizinprodukt   IVD
Chargiert	nein

### **Verpackung**

Mindestbestellmenge (Stück)	10000
Kleinste Unterverpackung	Beutel
Stück pro Innenkarton	1000
Stück pro Umkarton	10000
Stück pro Palette	480000
Tiefe des Umkartons	388 mm
Breite des Umkartons	378 mm
Höhe des Umkartons	215 mm
Volumen des Umkartons	0,0315 cbm
Gewicht des Produktes	0,0005 kg
Gewicht des Umkartons	5,05 kg
EAN des Innenkartons	4038917085175
EAN des Umkartons	4038917003865

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

