



Artikelbeschreibung

Bestellnummer	73.641
Artikelbeschreibung	Probengefäß, geeignet für Autoanalyser, Material: PS, 1,5 ml, (LxØ): 24 x 14 mm, transparent, 1.000 Stück/Beutel

Produkteigenschaften

Graduierung	nein
Verschlussart	Eindrückstopfen
Passend für	Autoanalyser
Bodenform	Spitzboden

Maße

Volumen max	1,5 ml
Durchmesser	14 mm
Durchmesser der Öffnung	8 mm
Höhe des Produktes	24 mm
Länge des Produktes	24 mm

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.





Material & Farben

Material des Produktes	Polystyrol (PS)
Farbe des Produktes	transparent

Reinheit & Zertifizierung

Produktkategorie	In vitro-Diagnostikum, CE
CE-Zertifizierung	CE
Chargiert	ja

Verpackung

Mindestbestellmenge (Stück)	5000
Kleinste Unterverpackung	Beutel
Stück pro Innenkarton	1000
Stück pro Umkarton	5000
Stück pro Palette	210000
Tiefe des Umkartons	388 mm
Breite des Umkartons	378 mm
Höhe des Umkartons	250 mm
Volumen des Umkartons	0,0367 cbm
Gewicht des Produktes	0,001 kg
Gewicht des Umkartons	5,37 kg
EAN des Innenkartons	4038917083072
EAN des Umkartons	4038917002042

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

