



Artikelbeschreibung

Bestellnummer	73.650.500
Artikelbeschreibung	Probengefäß, geeignet für Coulter Counter, Verschluss beiliegend, Material: PS, (LxØ): 60 x 34 mm, 250 Stück/Beutel

Produkteigenschaften

Graduierung	nein
Verschlussart	Eindrückstopfen
Passend für	Coulter Counter
Bodenform	Flachboden

Maße

Durchmesser	34 mm
Durchmesser der Öffnung	12 mm
Länge des Produktes	60 mm

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.





Material & Farben

Material des Produktes	Polystyrol (PS)
Material des Verschlusses	Low Density Polyethylen (LD-PE)

Reinheit & Zertifizierung

Produktkategorie	In vitro-Diagnostikum, CE
CE-Zertifizierung	CE
Chargiert	ja

Verpackung

Mindestbestellmenge (Stück)	500
Kleinste Unterverpackung	Beutel
Stück pro Innenkarton	250
Stück pro Umkarton	500
Stück pro Palette	18000
Tiefe des Umkartons	398 mm
Breite des Umkartons	398 mm
Höhe des Umkartons	300 mm
Volumen des Umkartons	0,0475 cbm
Gewicht des Produktes	0,0077 kg
Gewicht des Umkartons	4,51 kg
EAN des Innenkartons	4038917157841
EAN des Umkartons	4038917157834

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

