



Artikelbeschreibung

Bestellnummer	73.662.500
Artikelbeschreibung	Scintillationsfläschchen, Material: HD-PE, 20 ml, (LxØ): 58 x 27 mm, 500 Stück/Beutel

Produkteigenschaften

Graduierung	ja
Verschlussart	Schraubverschluss
Bodenform	Flachboden

Maße

Volumen max	20 ml
Durchmesser	27 mm
Durchmesser der Öffnung	17 mm
Höhe des Produktes	58 mm
Länge des Produktes	58 mm

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.





Material & Farben

Material des Produktes High Density Polyethylen (HD-PE)
Material des Verschlusses High Density Polyethylen (HD-PE)

Reinheit & Zertifizierung

Produktkategorie kein Medizinprodukt | IVD
Chargiert nein

Verpackung

Mindestbestellmenge (Stück) 500
Kleinste Unterverpackung Beutel
Stück pro Innenkarton 500
Stück pro Umkarton 500
Stück pro Palette 21000
Tiefe des Umkartons 380 mm
Breite des Umkartons 370 mm
Höhe des Umkartons 235 mm
Volumen des Umkartons 0,033 cbm
Gewicht des Produktes 0,006 kg
Gewicht des Umkartons 4 kg
EAN des Innenkartons 4038917115728
EAN des Umkartons 4038917014861

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

