



### **Artikelbeschreibung**

Bestellnummer 73.680  
Artikelbeschreibung Mini-Vial, Verschluss beiliegend, Material: HD-PE, 6 ml,  
(LxØ): 56 x 15 mm, weiß, 1.000 Stück/Beutel

### **Produkteigenschaften**

Graduierung nein  
Verschlussart Schraubverschluss  
Bodenform Flachboden

### **Maße**

Volumen max 6 ml  
Durchmesser 15 mm  
Durchmesser der Öffnung 13 mm  
Höhe des Produktes 56 mm  
Länge des Produktes 56 mm

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.





### **Material & Farben**

Material des Produktes	High Density Polyethylen (HD-PE)
Farbe des Produktes	weiß
Material des Verschlusses	High Density Polyethylen (HD-PE)
Farbe des Verschlusses	weiß

### **Reinheit & Zertifizierung**

Produktkategorie	kein Medizinprodukt   IVD
Chargiert	nein

### **Verpackung**

Mindestbestellmenge (Stück)	2000
Kleinste Unterverpackung	Beutel
Stück pro Innenkarton	1000
Stück pro Umkarton	2000
Stück pro Palette	48000
Tiefe des Umkartons	570 mm
Breite des Umkartons	215 mm
Höhe des Umkartons	370 mm
Volumen des Umkartons	0,0453 cbm
Gewicht des Produktes	0,0033 kg
Gewicht des Umkartons	7,4 kg
EAN des Innenkartons	4038917083348
EAN des Umkartons	4038917002288

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

