



### **Artikelbeschreibung**

Bestellnummer 86.1509  
Artikelbeschreibung Röhre, geeignet für Coombs-Test, Material: Glas, (LxØ): 75 x 11,5 mm, transparent, 294 Stück/Stapelpackung

### **Produkteigenschaften**

Graduierung nein  
Anwendungsbereich Coombstest  
Passend für Coombs-Test  
Bodenform Rundboden

### **Maße**

Durchmesser 11,5 mm  
Länge des Produktes 75 mm

### **Material & Farben**

Material des Produktes Glas  
Farbe des Produktes transparent

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.





### **Reinheit & Zertifizierung**

Produktkategorie	In vitro-Diagnostikum, CE
CE-Zertifizierung	CE
Chargiert	ja

### **Verpackung**

Mindestbestellmenge (Stück)	2352
Kleinste Unterverpackung	Stapelpackung
Stück pro Innenkarton	2352
Stück pro Umkarton	2352
Stück pro Palette	56448
Tiefe des Umkartons	300 mm
Breite des Umkartons	355 mm
Höhe des Umkartons	335 mm
Volumen des Umkartons	0,0357 cbm
Gewicht des Produktes	0,0038 kg
Gewicht des Umkartons	11,22 kg
EAN des Innenkartons	4038917086783
EAN des Umkartons	4038917072366

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

