



Artikelbeschreibung

Bestellnummer	95.1000
Artikelbeschreibung	Schlauch-Segment-Öffner, für Röhren mit Innen-Ø 10 mm, Material: HD-PE, weiß, 500 Stück/Karton

Produkteigenschaften

Anwendungsbereich	Blutbank
Passend für	Röhren mit Innen-Ø 10 mm

Maße

Durchmesser	10 mm
-------------	-------

Material & Farben

Material des Produktes	High Density Polyethylen (HD-PE)
Farbe des Produktes	weiß

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.





Reinheit & Zertifizierung

Produktkategorie	In vitro-Diagnostikum, CE
CE-Zertifizierung	CE
Chargiert	ja

Verpackung

Mindestbestellmenge (Stück)	2000
Kleinste Unterverpackung	Karton
Stück pro Innenkarton	500
Stück pro Umkarton	2000
Stück pro Palette	216000
Tiefe des Innenkartons	191 mm
Breite des Innenkartons	129 mm
Höhe des Innenkartons	129 mm
Tiefe des Umkartons	398 mm
Breite des Umkartons	268 mm
Höhe des Umkartons	150 mm
Volumen des Umkartons	0,016 cbm
Gewicht des Produktes	0,0015 kg
Gewicht des Umkartons	3,8 kg
EAN des Innenkartons	4038917084949
EAN des Umkartons	4038917053266

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

